

# Brugervejledning



## RaceRunner GTX



Jørn Iversen Rødekro ApS

Hydevadvej 48

DK-6230 Rødekro

Tlf: +45 74 66 92 42

[iversen@ji.dk](mailto:iversen@ji.dk)

[www.ji.dk](http://www.ji.dk)



## Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion.....</b>	<b>3</b>
<b>Specifikationer.....</b>	<b>4</b>
<b>Inden første race.....</b>	<b>6</b>
<b>Retningsstabilisator.....</b>	<b>7</b>
<b>Tilpasning af RaceRunner GTX.....</b>	<b>8</b>
<b>Justering af kiplod.....</b>	<b>9</b>
<b>Fremvind.....</b>	<b>10</b>
<b>Justering af styr.....</b>	<b>11</b>
<b>Maveplade.....</b>	<b>12</b>
<b>Justering af maveplade.....</b>	<b>13</b>
<b>Sadel.....</b>	<b>14</b>
<b>Justering af sadel.....</b>	<b>15</b>
<b>Tilbehør.....</b>	<b>16</b>
<b>Vedligeholdelse.....</b>	<b>17</b>

# Introduktion

Vi har designet og udviklet RaceRunner GTX helt fra bunden. RaceRunner GTX er designet og udviklet i samarbejde med sportsorganisationer og brugere.

Det betyder at cyklens funktionaliteter er blevet optimeret i alle henseender. En kendsgerning som også du kan få gavn af.

RaceRunner GTX tilbyder en Gå-ind eller Køre-ind funktion for kørestolsbrugere.

Vi har designet en sadelfunktion som muliggør kørestolsbrugere at køre helt ind i produktet uden at sadlen på RaceRunner GTX skal eftermonteres eller sidder i vejen.

RaceRunner GTX er yderst stabil i kurverne. Det betyder at man føler sig sikker på RaceRunner GTX.

Man går ind i RaceRunner GTX når den står stille og parkeringsbremserne er aktiveret.

Sadlen i RaceRunner GTX kan bruges til hvile eller som cykelsadel når man løber eller går.

RaceRunner GTX har forskellige maveplader og styr, som giver den korrekte støtte når man står op eller læner sig fremover.

Udover de mange fordele RaceRunner GTX har indenfor sportsaktiviteter, så har man mulighed, for at bruge den som en alternativ gangvogn/rollator.

Den giver friheden til brugeren, til at bevæge sig uafhængig af andre med den meget stabile og sikre konstruktion.

# Specifikationer

Størrelse	Forhjul / baghjul	Max. højde	Sadelhøjde	Bemærk at
L	20" / 28"	175 cm	60 - 90 cm	størrelse XL og XXL har samme stel, men blot med større hjulbredde
XL	24" / 28"	195 cm	70 - 100 cm	
XXL	24" / 28"	195 cm	70 - 100 cm	

Ekstra hjulbredde bruges ved str. XXL, samt til brugere med behov for ekstra stabilitet og sikkerhed.

## Dimensioner

Størrelse L:

Længde ca. 154 cm

Bredde ca. 76 cm

Størrelse XL:

Længde ca. 170 cm

Bredde ca. 76 cm

Størrelse XXL:

Længde ca. 170 cm

Bredde ca. 86 cm

**Bruger højde: 100 - 195 cm**

# Farver

Grøn



Pink



**Advarsel**

**Personvægt:**

**RaceRunner GTX: max.100 kg**

# Inden første race

## Parkeringsbremse

Parkeringsbremserne er placeret i hver side af løbecyklen og kan på den måde nås på hvilket som helst tidspunkt .



Slået fra



Slået til

Parkeringsbremsen kan være behjælpesom på mange måder. For eksempel kan det være, når du skal indstille sadel, maveplade, gå-ind/kør-ind eller lignende, så er det meget nemmere når løbecyklen holder stille.

# Retningsstabilisator



Retningsstabilisatoren, som hjælper med at løbe stabilt, er placeret over forhjulet.

## Kør-ind eller gå-ind i produktet

RaceRunner GTX tilbyder en gå-ind eller køre-ind funktion for kørestolsbrugere.

Vi har designet en sadelfunktion, som muliggør kørestolsbrugere at køre helt ind i produktet, uden at sadlen på RaceRunner GTX skal eftermonteres eller sidder i vejen.



## Advarsel

**Undgå at pille ved baghjulene når man løber.**

# Tilpasning af RaceRunner GTX

## Sadelstang standard / sadelstang med kiplad

Sadelstang parallel med jorden

kan justeres vandret, forstået på den måde, at man kan enten skubbe sadelstangen længere ind eller ud. Udover det, kan den vendes på hovedet alt afhængig om man vil sidde højere eller lavere.

## Der er tre forskellige sadelstænger.

Sadelstang parallel med jorden

kan justeres vandret, forstået på den måde, at man kan enten skubbe sadelstangen længere ind eller ud. Udover det, kan den vendes på hovedet alt afhængig om man vil sidde højere eller lavere.



Her er sadelstangen indstillet, så man sidder højere.



Her er sadelstangen indstillet, så man sidder lavere.





Sadelstang med kiplod kan justeres vandret, forstået på den måde, at man kan enten skubbe sadelstangen længere ind eller ud. Udover det, kan den justeres til forskellige vinkler, så man enten sidder lavere eller højere.



## Justering af kiplod



Ved at trække håndtaget opad, løsner sadelstangen med kip-ledet sig, og du har mulighed for at justere sadelstangens vinkel.

# Frempind

Der er fire forskellige frempinde.

- Kort bund + kort top + ikke justerbar.



- Kort bund + lang top



- Lang bund + kort top



- Kort bund + ikke juster bar.




# Justering af styr

Almindeligt styr og bøjlestyr kan justeres i højden og vinkles. Afstanden fra styr til sadel ændres ved at vinkle frempinden. Hvis afstanden fra styr til sadel skal være kortere, kan frempinden vendes bagud.



Fjern plastproppen, løsn unbrakoskruen 2-3 omgange. Lad unbrakonøglen sidde i skruen, slå let på den 2-3 gange med en hammer, hvorefter styret er løsnet og kan hæves eller sænkes.



Løsen de to unbrakoskruer for at vippe styret op/ned.

Løsen unbrakoskruen for at justere frempinden op eller ned.

Frempinden kan vendes frem eller tilbage, eller hele styret kan hæves eller sænkes.



## Advarsel

**Husk at efterspænde alle dele**

**hver gang de har været løsnet.**

# Maveplade

Der er tre forskellige maveplader.

- Lille kurvet (H 15 cm x B 30 cm)



- Stor flad (H 25 cm x B 40 cm)



- En skræddersyet maveplade med brugerens mål

# Justering af maveplade

Mavepladen kan justeres tre forskellige steder.



## Advarsel

**Husk at efterspænde**

**alle dele hver gang de har været løsnet.**

# Sadel

Der er fire forskellige sadler.

• Standard



• Ergonomisk sadel



• Uni-sadel




• Delt



# Justering af sadel

Alle sadler kan justeres tre forskellige steder.

**Løsen den nødvendige skrue for at justere det bestemte sted:**



## Advarsel

**Husk at efterspænde alle dele hver gang de har været løsnet.**

# Tilbehør

Der er mulighed for at købe specielle tilbehørs dele til RaceRunner GTX. Såsom styr, frempind, sadel, sadelstang, maveplade, reserve dæk og mekaniske dele.

Følgende er eksempler på forskellige styr.

- Racer model



- Triatlon model





# Vedligeholdelse

## Hver gang, inden den tages i brug:

- Kontrollere lufttryk i alle dæk
- Kontrollere at dæk har tilstrækkelig slidebane, og at de ikke er revnede i overfladen
- Kontrollere at bremsen på forhjul har tilstrækkelig bremsevirkning

## Årlige eftersyn:

- Smør alle bevægelige dele



## Advarsel

**Husk at efterspænde forhjul/baghjul hver gang det har været afmonteret**