



## Jørn Iversen Rødekro ApS

Hydevadvej 48 · Hydevad · 6230 Rødekro  
Telefon +45 74 66 92 42 · iversen@ji.dk ·  
www.ji.dk



# O-Pair

Med O-Pair cyklen er det muligt at kunne transportere kørestolsbrugere fordi cyklen er monteret med et sæde, som kan bruges som "kørestol" hvor kørestolsbrugeren kan blive forflyttet overi.

På O-Pair cyklen har cyklisten et godt overblik over vejen og samtidig god kontakt med brugeren.

O-pair cyklen er desuden udstyret med en god affjedring på selve "kørestolen" så brugeren altid sidder behageligt på turen.

Der er mulighed for forskellige tilpasnings muligheder til sædet. Såsom nakkestøtte, mindre sæde tilpasset til børn osv.

O-Pair cyklen kan fås i en delbar version, hvor det er muligt at dele den forreste del af cyklen som kan bruges som "kørestol" fra den bagerste del af cyklen. Derved kan du dele cyklen fra hinanden og bruge "kørestolen" hvis I f.eks. skal ind at handle. I kan desuden tage "kørestolen" med indendørs, så brugeren kan blive liftet til/fra "kørestolen".

O-Pair cyklen kan fås med eller uden hjælpemotor.

### Special tilpassede muligheder



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Stelhøjde       | 52 cm                     |
| Længde x Bredde | 214 x 76 cm               |
| Gear            | 8                         |
| Skridtlængde*   | 80 - 95 cm                |
| Bremser forhjul | Hydraulisk                |
| Bremser baghjul | V-bremse                  |
| Vægt            | +/- 58 kg                 |
| Batteritype     | Li-Ion 36V / 12.4 Ah      |
| Aktionsradius   | 20 - 50 km m. middelhjælp |
| Max. belastning | Ca. 240 kg                |

Van Raam har designet et motor system kaldet (Silent)

- Motoren, batteriet, controlleren, software og displayet er specielt designet og udviklet af/til Van Raams produkter.
- Motoren er kraftfuld, den kan uden problemer hjælpe dig op ad store stigninger.
- Motoren er udstyret med noget så unikt som baggear.